

 equip ^{20 years anniversary}

Z3

Zybio Z3
Analisador
Hematológico
3 Parts Diff

 zybio



 Z3

Versão Digital Vertical Desktop

Z3

Metodologia

- Método de impedância para contagem de RBC, PLT e WBC;
- Dosagem de hemoglobina com reagentes livre de cianeto;
- 21 parâmetros + 3 histogramas;

Velocidade

- 70 amostras por hora.

Volume da amostra

- Sangue total: 10µL;
- Pré-diluído: 20µL.

Reagentes

- Diluente e Lisante. (+ cleanser para manutenção).

Parâmetros

- WBC, Lym#, Mid#, Gran#, Lym%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT,
- MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC;
- 3 Histogramas: WBC, RBC e PLT;
- Ampla capacidade de armazenamento: + 40.000 resultados com gráficos;
- Software disponível em português.

Informações

- Medidas: 300mm (L) x 410mm (A) x 400mm (P);
- Peso: 18 kg;
- Alimentação: 110V-240V, 50/60 Hz < 200W;
- Impressora interna com opção para impressora externa;
- 4 portas USB para impressora externa, Leitor de código de barras, teclado, porta RS232, etc;
- Temperatura de trabalho de 15 C a 35 C;
- Porta LAN, Protocolo HL7, Suporte LIS bilateral.

Diferenciais e características

Analizador Hematológico de 3 partes manual. O Z3 é um analisador de hematologia de 3 diff de nova geração com 21 parâmetros e 3 histogramas. Ele é projetado para laboratórios com carga de trabalho de baixo volume, mas é capaz de atender a laboratórios médios ou grandes como back-up. O Z3 pode oferecer resultados confiáveis e maximizar a eficiência do seu fluxo de trabalho através de sua interface de software intuitiva, design simples e módulo de hardware de qualidade.

Recursos

- Software de fácil operação e manutenção: Intuitivo menu de navegação com tela sensível ao toque de 10,4 polegadas;
- Design Compacto: Maior economia de espaço no laboratório;
- Super Econômico: Apenas 2 reagentes, Lisante dentro do equipamento para economia de espaço, Baixo consumo de reagentes;
- O mais rápido do mercado de 3 partes: 70 amostras por hora;
- Ótima performance em modo de sangue capilar: Aplicável para departamentos pediátricos.



Av. João Batista Leone, 240
Parque Empresarial
Adelelmo Corradini Itatiba SP
CEP-13.257-573
vendas@equipdiagnostica.com.br
+551144871100

#EQUIPDIAGNOSTICA
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR