



XI-921

ANALISADOR
ELETROLÍTICO



@equep²⁰ years anniversary

Diferenciais e características

Compacto, eficiente e fácil de usar

Excelente precisão e confiabilidade

Alta performance, baixo custo de manutenção e eletrodos altamente duráveis

Calibração, pipetagem de amostra e limpeza da agulha automática

Ampla tela de toque

Impressora térmica interna, suporte para leitor de código de barras

Carregador automático de amostras (opcional) oferece 26 posições (2 posições de emergência)

Leitor código de barras (opcional) para identificação das amostras dos pacientes

Destques



Design simples e confiável do sistema dos tubos fluídicos e eletrodos minimiza o trabalho de manutenção



Pipetagem automática e a lavagem da agulha minimiza a contaminação por arraste



Software amigável e simples de operar



Porta serial RS-232 e porta para instalação do leitor de código de barras



Disponível nas opções com e sem Auto Loader.

Especificações técnicas

Princípio	Medição direta por Eletrodo de Ion Seletivo
Amostras	Sangue total, soro, plasma, urina diluída
Volume de amostra	100~150uL
Velocidade	Superior a 60 amostras/h
Armazenamento de dados	Superior a 500 resultados de pacientes
Entrada de dados	Tela de toque
Exibição	Ampla tela LCD com luz de fundo
Saída de dados	Impressora térmica, porta serial RS-232
Condições de trabalho	Temperatura: 10°C~30°C / Umidade: 20%~85%
Voltagem	AC 220V/110V+- 10%, 50/60Hz
Consumo	60W
Dimensões	440mmx380mmx350mm(AxLxP)
Peso	Unidade Principal - 10Kg com carregador automático de amostras + 1.5Kg

Especificações

	Intervalo de medição	Reprodutibilidade (CV%)
K ⁺	0.50 ~ 15.00 mmol/L	< 1.0%
Na ⁺	30.0 ~ 200.00 mmol/L	< 1.0%
CL ⁻	30.0 ~ 200.00 mmol/L	< 1.0%
CA ²⁺	0.10 ~ 5.00 mmol/L	< 2.0%
pH	7.00 ~ 9.00 (unit)	< 1.0%



Todas as qualidades Equip que você já conhece agora com ainda mais garantia nos equipamentos da nossa marca.



Atendimento 24 horas

Pontualidade e Agilidade nos atendimentos

Estoque sob demanda de peças

Profissionais capacitados e disponíveis



Atendimento 24 horas

Pontualidade e Agilidade nos atendimentos

Biomédicos com experiência, capacitados pela Equip

Implantação feita por nossos Biomédicos



Agilidade nas Entregas

Entregas a custo 0

Baixíssimo índice de falta de produto

Embalagens dentro das normas



Componentes e tecnologias de ponta escolhidas e acompanhadas no processo de produção para a melhor performance e relação custo e benefício para você, cliente Equip.



Av. João Batista Leone, 240
Parque Empresarial
Adelelmo Corradini Itatiba SP
CEP-13.257-573
vendas@equipdiagnostica.com.br
+551144871100

#EQUIPDIAGNOSTICA
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR

Acesse nossa linha de
produtos:



equipdiagnostica.com.br/global/nossas-marcas/