

equip
ION

XI-921

ANALISADOR
ELETROLÍTICO



equip²⁰ years



Diferenciais e características

- Compacto, eficiente e fácil de usar
- Excelente precisão e confiabilidade
- Alta performance, baixo custo de manutenção e eletrodos altamente duráveis
- Calibração, pipetagem de amostra e limpeza da agulha automática
- Ampla tela de toque
- Impressora térmica interna, suporte para leitor de código de barras
- Carregador automático de amostras (opcional) oferece 26 posições (2 posições de emergência)
- Leitor código de barras (opcional) para identificação das amostras dos pacientes

XI-921

ANALISADOR ELETROLÍTICO



Especificações técnicas

Princípio	Medição direta por Eletrodo de Ion Seletivo
Amostras	Sangue total, soro, plasma, urina diluída
Volume de amostra	100~150uL
Velocidade	Superior a 60 amostras/h
Armazenamento de dados	Superior a 500 resultados de pacientes
Entrada de dados	Tela de toque
Exibição	Ampla tela LCD com luz de fundo
Saída de dados	Impressora térmica, porta serial RS-232
Condições de trabalho	Temperatura: 10°C~30°C / Umidade: 20%~85%
Voltagem	AC 220V/110V+- 10%, 50/60Hz
Consumo	60W
Dimensões	440mmx380mmx350mm(AxLxP)
Peso	Unidade Principal - 10Kg com carregador automático de amostras + 1.5Kg

Destaques

-  Design simples e confiável do sistema dos tubos fluídicos e eletrodos minimiza o trabalho de manutenção
-  Pipetagem automática e a lavagem da agulha minimiza a contaminação por arraste
-  Software amigável e simples de operar
-  Porta serial RS-232 e porta para instalação do leitor de código de barras
-  Disponível nas opções com e sem Auto Loader.

Especificações

	Intervalo de medição	Reprodutibilidade (CV%)
K ⁺	0.50 ~ 15.00 mmol/L	< 1.0%
Na ⁺	30.0 ~ 200.00 mmol/L	< 1.0%
CL ⁻	30.0 ~ 200.00 mmol/L	< 1.0%
CA ²⁺	0.10 ~ 5.00 mmol/L	< 2.0%
pH	7.00 ~ 9.00 (unit)	< 1.0%





Todas as qualidades Equip que você já conhece agora com ainda mais garantia nos equipamentos da nossa marca.



Atendimento 24 horas

Pontualidade e Agilidade nos atendimentos

Estoque sob demanda de peças

Profissionais capacitados e disponíveis



Atendimento 24 horas

Pontualidade e Agilidade nos atendimentos

Biomédicos com experiência, capacitados pela Equip

Implantação feita por nossos Biomédicos



Agilidade nas Entregas


Entregas a custo 0

Baixíssimo índice de falta de produto

Embalagens dentro das normas



Componentes e tecnologias de ponta escolhidas e acompanhadas no processo de produção para a melhor performance e relação custo e benefício para você, cliente Equip.



Av. João Batista Leone, 240
Parque Empresarial
Adelelmo Corradini Itatiba SP
CEP-13.257-573
vendas@equipdiagnostica.com.br
+55 11 44871100

#EQUIPDIAGNOSTICA
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR

Acesse nossa linha de
produtos:



equipdiagnostica.com.br/global/nossas-marcas/