



# FICHA DE ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

## Solução de Limpeza Equip

<b>Fabricante</b>	CARETIUM MEDICAL INSTRUMENTS CO., LIMITED	<b>Origem</b>	China
<b>Validade</b>	24 meses após a data de fabricação	<b>Reg. ANVISA nº</b>	81991970010
<b>Detentora do Registro:</b> APPARAT BRASIL COMERCIO DE REAGENTES IMPORTADORA LTDA			
<b>Descrição do produto</b>	O uso da solução de limpeza é indicado para a remoção de depósitos de proteínas no interior da membrana e do tubo do eletrodo. A solução de limpeza reativa o desempenho dos eletrodos, melhorando a sensibilidade e estabilidade. <b>Uso em diagnóstico <i>in vitro</i>.</b>		
<b>Imagens do produto</b>			
<b>Finalidade de uso</b>	O uso da solução de limpeza é indicado para a remoção de depósitos de proteínas no interior da membrana e do tubo do eletrodo. A solução de limpeza reativa o desempenho dos eletrodos, melhorando a sensibilidade e estabilidade.		
<b>Composição</b>	1 Solução de Limpeza Equip; 1 instrução de uso.		
<b>Condições de armazenamento e Transporte</b>	Conservar na temperatura entre 5-35°C, em local seco, protegido do calor e da luz solar direta e lacrada. Não congelar. Válido por 24 meses após a data de fabricação, se mantidas estas condições de armazenamento.		
<b>Embalagem</b>	Embalagem podendo conter 1 Solução de Limpeza com 25mL; 50mL; 75mL; 100mL; 150mL; 200mL; 250mL; 300mL; 400mL; 500mL; 600mL; 700mL; 800mL; 900mL; 1.000mL; 1.500mL; 2.000mL; 2.500mL ou 3.000mL e 1 instrução de uso. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA nº830/2023, com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da Saúde do produto.		
<b>Apresentação comercial</b>	1 Solução de Limpeza Equip; 1 instrução de uso.		