



# XI-921

ANALISADOR  
ELETROLÍTICO



# Diferenciais e características

Compacto, eficiente e fácil de usar

Excelente precisão e confiabilidade

Alta performance, baixo custo de manutenção e eletrodos altamente duráveis

Calibração, pipetagem de amostra e limpeza da agulha automática

Ampla tela de toque

Impressora térmica interna, suporte para leitor de código de barras

Carregador automático de amostras (opcional) oferece 26 posições (2 posições de emergência)

Leitor código de barras (opcional) para identificação das amostras dos pacientes



**XI-921**  
ANALISADOR  
ELETROLÍTICO





# Destques



Design simples e confiável do sistema dos tubos fluídicos e eletrodos minimiza o trabalho de manutenção



Pipetagem automática e a lavagem da agulha minimiza a contaminação por arraste



Software amigável e simples de operar



Porta serial RS-232 e porta para instalação do leitor de código de barras



Disponível nas opções com e sem Auto Loader.

# Especificações técnicas

|                        |                                                                        |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Princípio              | Medição direta por Eletrodo de Ion Seletivo                            |
| Amostras               | Sangue total, soro, plasma, urina diluída                              |
| Volume de amostra      | 100~150uL                                                              |
| Velocidade             | Superior a 60 amostras/h                                               |
| Armazenamento de dados | Superior a 500 resultados de pacientes                                 |
| Entrada de dados       | Tela de toque                                                          |
| Exibição               | Ampla tela LCD com luz de fundo                                        |
| Saída de dados         | Impressora térmica, porta serial RS-232                                |
| Condições de trabalho  | Temperatura: 10°C~30°C / Umidade: 20%~85%                              |
| Voltagem               | AC 220V/110V+- 10%, 50/60Hz                                            |
| Consumo                | 60W                                                                    |
| Dimensões              | 440mmx380mmx350mm(AxLxP)                                               |
| Peso                   | Unidade Principal - 10Kg com carregador automático de amostras + 1.5Kg |

## Especificações

|                  | Intervalo de medição | Reprodutibilidade (CV%) |
|------------------|----------------------|-------------------------|
| K <sup>+</sup>   | 0.50 ~ 15.00 mmol/L  | < 1.0%                  |
| Na <sup>+</sup>  | 30.0 ~ 200.00 mmol/L | < 1.0%                  |
| CL <sup>-</sup>  | 30.0 ~ 200.00 mmol/L | < 1.0%                  |
| CA <sup>2+</sup> | 0.10 ~ 5.00 mmol/L   | < 2.0%                  |
| pH               | 7.00 ~ 9.00 (unit)   | < 1.0%                  |



XI-921  
ANALISADOR  
ELETROLÍTICO





Todas as qualidades Equip que você já conhece agora com ainda mais garantia nos equipamentos da nossa marca.



Atendimento 24 horas

Pontualidade e Agilidade nos atendimentos

Estoque sob demanda de peças

Profissionais capacitados e disponíveis



Atendimento 24 horas

Pontualidade e Agilidade nos atendimentos

Biomédicos com experiência, capacitados pela Equip

Implantação feita por nossos Biomédicos



Agilidade nas Entregas

Entregas a custo 0

Baixíssimo índice de falta de produto

Embalagens dentro das normas



Componentes e tecnologias de ponta escolhidas e acompanhadas no processo de produção para a melhor performance e relação custo e benefício para você, cliente Equip.





Av. João Batista Leone, 240  
Parque Empresarial  
Adelelmo Corradini Itatiba SP  
CEP-13.257-573  
vendas@equipdiagnostica.com.br  
+551144871100

#EQUIPDIAGNOSTICA  
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR

Acesse nossa linha de  
produtos:



[equipdiagnostica.com.br/global/nossas-marcas/](https://equipdiagnostica.com.br/global/nossas-marcas/)