

equip
ION

XI-921

ANALISADOR
ELETROLÍTICO



**CONSUMO
DE REAGENTES**

equip

CONSUMO DE REAGENTES

Consumo de Reagentes Equip Ion XI-921		
Pack de Reagentes (XI-921)	Std A	Std B
	650 ml	350 ml
Consumo de Reagente (vol. em ml)		
Consumo com	Std A	Std B
Por ciclo	0.5	0.0
Por calibração	1.6	0.8

Consumo de Reag. por Dia (vol. em ml)			1 Pack de Reagentes a cada	
Amostra / Dia	Std A	Std B	Dias	Ciclos
5	12.10	4.80	54	269
10	14.60	4.80	45	445
15	17.10	4.80	38	570
20	19.60	4.80	33	663
25	22.10	4.80	29	735
30	24.60	4.80	26	793
35	27.10	4.80	24	839
40	29.60	4.80	22	878
45	32.10	4.80	20	911
50	34.60	4.80	19	939
60	39.60	4.80	16	985
100	59.60	4.80	11	1091
*Cálculo de consumo baseado em 6 calibrações diárias O volume pode variar devido as condições de uso				



Av. João Batista Leone, 240
Parque Empresarial
Adelelmo Corradini Itatiba SP
CEP-13.257-573
vendas@equipdiagnostica.com.br
+551144871100

#EQUIPDIAGNOSTICA
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR

Acesse nossa linha de
produtos:



equipdiagnostica.com.br/global/nossas-marcas/