


health is the priority



Av. João Batista Leone, 240
Parque Empresarial
Adelelmo Corradini Itatiba SP
CEP-13.257-573
vendas@equipdiagnostica.com.br
+551144871100

#EQUIPDIAGNOSTICA
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR



Analizador
Automático de
Coagulação



health is the priority

ECD-1200

Analizador Automático de Coagulação

Especificações

Metodologias: óptica, magnética (mecânica), imunoturbidimétrico e cromogênico

Testes: TP, TPPA, FIB, D-Dimer, AT-III, FDP etc

Processamento: Até 200 testes por hora

Canais: 8 canais ópticos e 2 magnéticos

Carregamento de amostras: 40 amostras simultâneas, carregamento contínuo e ST AT em qualquer posição.

Carregamento de reagentes: 23 reagentes "on-board refrigerada"

Cuvetas: 82 cuvetas de reação com carregamento contínuo durante o uso.

Workstation: Computador e impressora embutidos

Display: Tela de 10.4" com touch screen

Armazenamento: 100.000 resultados

Peso líquido: ≤ 55Kg

Dimensões: 660mm(L)x530mm(A)x580mm(P)



Saiba tudo sobre o equipamento em:
<https://equipdiagnostica.com.br/global/ecd1200/>



Flexível
confiável
eficiente

Características

Combinação de metodologias ópticas e mecânicas integradas para assegurar uma melhor qualidade dos resultados


Tela ajustável e iluminação interna

Design inteligente otimizando o fluxo de trabalho

Sistema LIS bidirecional

Sonda Inteligente

Controle de temperatura constante
Detecção de nível de líquido



Design econômico

Tela ajustável
Impressora interna
Área para colocação de tampas de reagentes Utilização eficiente do espaço



Solução de Reagentes

Colocação inclinada de frascos de reagentes



Método Múltiplo

Detecção ótica de coagulação
Detecção de partículas magnéticas de circuito duplo Imunoturbidimetria Cromogênico

