



Av. João Batista Leone, 240
Parque Empresarial
Adelelmo Corradini Itatiba SP
CEP-13.257-573
vendas@equipdiagnostica.com.br
+551144871100

#EQUIPDIAGNOSTICA
EQUIPDIAGNOSTICA.COM.BR



ECR SERIES

Analísadores
de Coagulação

ECR-100
ECR-200
ECR-400



ECR SERIES

Recursos

Especificações Técnicas

ECR-100



ECR-100

1 canal (1 detector LED duráveis para 1 análise de parâmetro).
Operação fácil do teclado com display LCD.
Impressora termossensível interna.
Posição do reagente com rotor magnético.
A dispersão de luz e a análise percentual garantem bons resultados. Grande memória para armazenar até 10.000 resultados de teste.
QC e programa de calibração incorporados.
Ativação automática do início de reação.

ECR-100

Princípio: Luz dispersa com análise de porcentagem
Canal de Teste: 1 canal
Fonte de luz: Detector durável de LED
Tempo de Teste: Normalmente 20 ~ 60 segundos, tempo máximo de até 600 segundos
Posição da amostra: 5 posições
Posição do reagente: 2 posições (1 rotor magnético incluído)
Consumo Mínimo de Reagente: 30ul de TTPA e 50uL TP, FIB e TT

Memória: 10.000 resultados de teste
Interface: RS-232
Exibição: Tela de LCD
Entrada: Teclado de fácil operação
Resultado: Impressora externa (opcional)
Fonte de energia: AC 110-220V ± 10%, 50 ~ 60Hz
Peso líquido: 5 Kg
Dimensões: L x L x A (mm) 270 x 270 x 120

ECR-200



ECR-200

2 canais (2 detectores LED duráveis para 2 análises de parâmetros diferentes).
Operação fácil do teclado com display LCD.
Impressora termossensível interna.
Posição do reagente com rotor magnético
A dispersão de luz e a análise percentual garantem bons resultados. Grande memória para armazenar até 10.000 resultados de teste.
QC e programa de calibração incorporados.
Ativação automática do início de reação.

ECR-200

Princípio: Luz dispersa com análise de porcentagem
Canal de Teste: 2 canais
Fonte de luz: Detector durável de LED
Tempo de Teste: Normalmente 20 ~ 60 segundos, tempo máximo de até 600 segundos
Posição da amostra: 5 posições
Posição do reagente: 2 posições (1 rotor magnético incluído)
Consumo Mínimo de Reagente: 30ul de TTPA e 50uL TP, FIB e TT

Memória: 10.000 resultados de teste
Interface: RS-232
Exibição: Tela de LCD
Entrada: Teclado de fácil operação
Resultado: Impressora externa (opcional)
Fonte de energia: AC 110-220V ± 10%, 50 ~ 60Hz
Peso líquido: 5 Kg
Dimensões: L x L x A (mm) 270 x 270 x 120

ECR-400



ECR-400

4 canais (4 detectores LED duráveis para 4 análises de parâmetros diferentes).
Operação fácil do teclado com tela touch screen.
Impressora termossensível interna.
Posição do reagente com rotor magnético
A dispersão de luz e a análise percentual garantem bons resultados. Grande memória para armazenar até 10.000 resultados de teste.
QC e programa de calibração incorporados
Ativação automática do início de reação.

ECR-400

Princípio: Luz dispersa com análise de porcentagem
Canal de Teste: 4 canais
Fonte de luz: Detector durável de LED
Tempo de Teste: Normalmente 20 ~ 60 segundos, tempo máximo de até 600 segundos
Posição da amostra: 24 posições
Posição do reagente: 5 posições (1 rotor magnético incluído)
Consumo Mínimo de Reagente: 50uL de TP, 30uL de TTPA, FIB e TT

Memória: 10.000 resultados de teste
Interface: RS-232
Exibição: Tela touch screen
Entrada: Teclado de fácil operação
Resultado: Impressora externa (opcional)
Fonte de energia: AC 110-220V ± 10%, 50 ~ 60Hz
Peso líquido: 8 Kg
Dimensões: L x L x A (mm) 410 x 310 x 160